


El aloinjerto C⁺TBA + HyA se compone de un 60% de gránulos óseos alogénicos y un 40% de hialuronato sódico en polvo (HyA). Al agregar agua para inyección (WFI) o una solución de NaCl al 0,9 %, el hialuronato sódico adquiere una consistencia pastosa y cohesiona las partículas óseas. Los gránulos óseos alogénicos son más fáciles de manipular en esta pasta y mantienen su posición *in situ* tras la aplicación.

Allograft C⁺TBA Gránulos + HyA

Origen:	Humano
Composición:	Tejido óseo alogénico e hialuronato sódico
Procesamiento:	Proceso de purificación Allotec®
Inactivación:	SAL mín. 10 ⁻⁶ para virus y bacterias
Esterilización:	Irradiación gamma
Aplicación:	Relleno de defectos óseos
Rehidratación:	Mezclando con agua para inyección (WFI) o solución salina

**INFORMACIÓN DEL PEDIDO**

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE GRANO [mm]	CÓDIGO DE TEJIDO	VOLUMEN [cc/ml]
Granulado esponjoso 0.25 – 1mm (S) + HyA	0.25 – 1	ALO535	1
		ALO536	2
		ALO537	5
		ALO538	10
Granulado córticoesponjoso 0.25 – 1 mm (S) + HyA	0.25 – 1	ALO530	1
		ALO531	2
		ALO532	5
		ALO533	10
Granulado <0.25 mm (XS) + HyA	<0.25	ALO540	1
		ALO541	2
		ALO542	5
		ALO543	10



Silverstein Medical SL
Calle Francisco Alonso 2
28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
Magnesitstraße 1
A-3500 Krems an der Donau

+34 658 81 00 30
compras@silverstein.es
www.silverstein.es

+43 2732-76954-0
+43 2732-76954-60
office@ctba.at
www.ctba.at



Formulario
de solicitud