

ANILLO ESPONJOSO & ANILLO DE PERONÉ

El anillo esponjoso ha sido desarrollado específicamente para simplificar la reconstrucción de la cavidad glenoidea en el contexto de una artroplastia de hombro.


Los anillos corticales de peroné se distinguen por su estabilidad mecánica. Se emplean para reconstruir defectos de gran tamaño en huesos largos, por ejemplo, tras la resección de un tumor o en casos de pseudoartrosis, también se utilizan en cirugía de columna.

Anillo Esponjoso


Origen: Humano
 Tejido: Hueso esponjoso
 Procesamiento: Proceso de purificación Allotec®
 Inactivación: SAL mín. 10⁶ para virus y bacterias
 Esterilización: Irradiación gamma
 Aplicación: Reconstrucción de la cavidad glenoidea en los casos de artroplastia de hombro
 Rehidratación: Min. 10 minutos

Anillo de Peroné

Origen: Humano
 Tejido: Hueso cortical
 Procesamiento: Proceso de purificación Allotec®
 Inactivación: SAL mín. 10⁶ para virus y bacterias
 Esterilización: Irradiación gamma
 Aplicación: Cirugía de columna
 Rehidratación: Min. 10 minutos



Anillo Esponjoso



Anillo de Peroné

INFORMACIÓN DEL PEDIDO*



DESCRIPCIÓN	Di [mm]	CÓDIGO DE D [mm]	AL [mm]	TEJIDO
Anillo Esponjoso	1.5	ALO431	26	10
		ALO433	32	10
		ALO432	26	20
		ALO434	32	20
		ALO436	26	10
	7.7	ALO437	32	10
		ALO435	26	20
		ALO430	32	20

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE TEJIDO	LONGITUD [mm]
Anillo de Peroné	ALO155	5
	ALO157	7
	ALO160	10
	ALO162	35
	ALO165	75
	ALO170	100

* Tenga en cuenta: Dada la naturaleza del tejido óseo humano y las posibilidades técnicas de moldeo, pueden producirse ligeras desviaciones en las dimensiones especificadas.

Silverstein Medical SL
 Calle Francisco Alonso 2
 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
 Magnesitstraße 1
 A-3500 Krems an der Donau

+34 658 81 00 30
 compras@silverstein.es
 www.silverstein.es

+43 2732-76954-0
 +43 2732-76954-60
 office@ctba.at
 www.ctba.at



Formulario
 de solicitud