


BLOQUE TRICORTICAL

Bloque Tricortical

Origen: Humano
 Tejido: Hueso córtico-esponjoso
 Procesamiento: Proceso de purificación Allotec®
 Inactivación: SAL mín. 10⁶ para virus y bacterias
 Esterilización: Irradiación gamma
 Aplicación: Sustituto óseo
 Rehidratación: Min. 10 minutos



Bloque Tricortical



INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE TEJIDO	AL1 x AL2 [mm]
Bloque Tricortical	ALO480	10 x 10
	ALO481	20 x 10
	ALO482	20 x 20
	ALO483	20 x 30
	ALO484	30 x 20
	ALO485	40 x 20



* Tenga en cuenta: Dada la naturaleza del tejido óseo humano y las posibilidades técnicas de moldeado, pueden producirse ligeras desviaciones en las dimensiones especificadas.

Silverstein Medical SL
 Calle Francisco Alonso 2
 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
 Magnesitstraße 1
 A-3500 Krems an der Donau

+34 658 81 00 30
 compras@silverstein.es
 www.silverstein.es

+43 2732-76954-0
 +43 2732-76954-60
 office@ctba.at
 www.ctba.at



Formulario
 de solicitud