

BLOQUES

Bloque Esponjoso

Origen: Humano
 Tejido: Hueso esponjoso
 Procesamiento: Proceso de purificación Allotec®
 Inactivación: SAL mín. 10⁶ para virus y bacterias
 Esterilización: Irradiación gamma
 Aplicación: Relleno de defectos óseos
 Rehidratación: Min. 10 minutos

Bloque Esponjoso Unicortical

Origen: Humano
 Tejido: Hueso córtico-esponjoso
 Procesamiento: Proceso de purificación Allotec®
 Inactivación: SAL mín. 10⁶ para virus y bacterias
 Esterilización: Irradiación gamma
 Aplicación: Relleno de defectos óseos
 Rehidratación: Min. 10 minutos



Bloque Esponjoso



Bloque Esponjoso Unicortical

La capa cortical reviste la totalidad de la superficie longitudinal del bloque.

INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE TEJIDO	AL [mm]	AN [mm]	L [mm]	U.E
Bloque Esponjoso	ALO406	10	10	10	1 pce
	ALO407	10	10	10	3 pcs
	ALO409	10	10	20	1 pce
	ALO400	10	10	30	1 pce
	ALO416	10	20	30	1 pce
	ALO417	10	30	30	1 pce
	ALO401	15	15	30	1 pce
Bloque Esponjosos Unicortical	ALO402	10	10	10	1 pce
	ALO403	10	10	20	1 pce
	ALO404	10	10	30	1 pce



* Tenga en cuenta: Dada la naturaleza del tejido óseo humano y las posibilidades técnicas de moldeo, pueden producirse ligeras desviaciones en las dimensiones especificadas en las dimensiones especificadas.

Silverstein Medical SL

Calle Francisco Alonso 2
 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH

Magnesitstraße 1
 A-3500 Krems an der Donau

+34 658 81 00 30
 compras@silverstein.es
 www.silverstein.es

+43 2732-76954-0
 +43 2732-76954-60
 office@ctba.at
 www.ctba.at



Formulario de solicitud