

CILINDRO ESPONJOSO

Los cilindros de hueso esponjoso se emplean preferentemente en medicina deportiva para el relleno de los túneles óseos en las cirugías de revisión de ligamento cruzado.

Cilindro Esponjoso

Origen:	Humano
Tejido:	Hueso esponjoso
Procesamiento:	Proceso de purificación Allotec®
Inactivación:	SAL mín. 10 ⁻⁶ para virus y bacterias
Esterilización:	Irradiación gamma
Aplicación:	Relleno de túneles óseos
Rehidratación:	Min. 10 minutos



INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE TEJIDO	D [mm]	AL [mm]
Cilindro Esponjoso	ALO423	10	20
	ALO424	10	30
	ALO425	12	20
	ALO426	12	30
	ALO427	14	20
	ALO428	14	30



* Tenga en cuenta: Dada la naturaleza del tejido óseo humano y las posibilidades técnicas de moldeo, pueden producirse ligeras desviaciones en las dimensiones especificadas.

Silverstein Medical SL
 Calle Francisco Alonso 2
 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
 Magnesitstraße 1
 A-3500 Krems an der Donau

+34 658 81 00 30
compras@silverstein.es
www.silverstein.es

+43 2732-76954-0
 +43 2732-76954-60
office@ctba.at
www.ctba.at



Formulario
 de solicitud

AYUDA A LA APLICACIÓN

La reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) es un procedimiento estándar en pacientes activos. Sin embargo, la incidencia de roturas recurrentes del LCA también se incrementa, resultando en un número creciente de reconstrucciones (ACLR). En la cirugía de revisión del LCA, la mala posición y el ensanchamiento del túnel quirúrgico requieren un tratamiento en dos etapas con relleno del túnel y ACLR secundaria para garantizar una fijación adecuada del injerto.¹⁸

Los cilindros se pueden insertar mediante técnica abierta o, con la ayuda del nuevo aplicador, por vía artroscópica en los túneles óseos. Gracias a este moderno método de relleno de túneles óseos, es posible evitar a los pacientes una intervención quirúrgica adicional en la cresta ilíaca.



INFORMACIÓN DEL PEDIDO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO
Instrumental de aplicación, incl. bandeja y 3 adaptadores: Cabezal aplicador + auxiliar aplicador Ø 10 mm Cabezal aplicador + auxiliar aplicador Ø 12 mm Cabezal aplicador + auxiliar aplicador Ø 14 mm	2800130
Aplicador con 1 adaptador a elegir (sin bandeja): Cabezal aplicador + auxiliar aplicador Ø 10 mm Cabezal aplicador + auxiliar aplicador Ø 12 mm Cabezal aplicador + auxiliar aplicador Ø 14 mm	2800120
Bandeja (sin aplicador) 1 pieza	2800150

Auxiliar de aplicación

Fácil de usar
 Disponible en 3 tamaños diferentes con los diámetros 10, 12 y 14 mm
 Adaptado a las dimensiones del cilindro óseo C*TBA

Silverstein Medical SL
 Calle Francisco Alonso 2
 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
 Magnesitstraße 1
 A-3500 Krems an der Donau

+34 658 81 00 30
 compras@silverstein.es
 www.silverstein.es

+43 2732-76954-0
 +43 2732-76954-60
 office@ctba.at
 www.ctba.at



Vídeo de
aplicación