

GRÁNULOS & CUBOS

Los gránulos de C⁺TBA están disponibles en formatos de hueso esponjoso puro y córtico-esponjoso. Su estructura natural facilita una rápida integración. El tamaño y volumen de las partículas pueden seleccionarse en función de la indicación clínica y de las dimensiones del defecto.

Gránulos & Cubos Esponjosos

Origen: Humano
Tejido: Hueso esponjoso
Procesamiento: Proceso de purificación Allotec®
Inactivación: SAL mín. 10⁻⁶ para virus y bacterias
Esterilización: Irradiación gamma
Aplicación: Relleno de defectos óseos
Rehidratación: Min. 10 minutos

Gránulos Córtico-esponjosos

Origen: Humano
Tejido: Hueso esponjoso y cortical
Procesamiento: Proceso de purificación Allotec®
Inactivación: SAL mín. 10⁻⁶ para virus y bacterias
Esterilización: Irradiación gamma
Aplicación: Relleno de defectos óseos
Rehidratación: Min. 10 minutos

INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO [mm]	CÓDIGO DE TEJIDO	VOLUMEN [cc]
Gránulos Esponjosos	2 – 5	ALO319	5
		ALO315	15
		ALO309	30
		ALO317	45
	5 – 8	ALO326	5
		ALO316	15
		ALO310	30
		ALO331	45
	2 – 8	ALO305	5
		ALO306	15
		ALO307	30
		ALO308	45
Gránulos Esponjosos – Spierings	>8	ALO300	15
		ALO301	30
	5 – 10	ALO350	30
		ALO354	5
		ALO351	10
Gránulos Córtico-esponjosos	2 – 8	ALO352	15
		ALO353	30
		ALO340	15
		ALO341	30
Cubos Esponjosos*	5 x 5 x 5	ALO325	10
		ALO314	20
Gránulos de Hueso Esponjoso aserrados	<10	ALO370	5
		ALO 371	10
		ALO372	15
		ALO373	30



Tamaño



Tamaño




ALxANxL



Tamaño

Tamaño de partícula de los granos (G)

La clasificación por tamaño de las partículas se realiza mediante tamizado. Las distintas aperturas de malla de los tamices generan las dimensiones que se indican a la izquierda. Dependiendo de la dirección de caída, las partículas pueden presentar dimensiones ligeramente superiores a las especificadas en uno de sus ejes.



Gránulos aserrados



Gránulos Spierings 5 – 10 mm

* Tenga en cuenta: Dada la naturaleza del tejido óseo humano y las posibilidades técnicas de molde, pueden producirse ligeras desviaciones en las dimensiones especificadas.

Silverstein Medical SL

Calle Francisco Alonso 2
28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH

Magnesitstraße 1
A-3500 Krems an der Donau

+34 658 81 00 30
compras@silverstein.es
www.silverstein.es

+43 2732-76954-0
+43 2732-76954-60
office@ctba.at
www.ctba.at



Formulario
de solicitud