



J - CHIP

Desarrollada en la década de 1980, la cirugía J-Chip es un enfoque utilizado para el tratamiento de pacientes con inestabilidad de hombro recurrente postraumática.^{19, 20} El J-Chip se compone enteramente de hueso cortical, lo que proporciona una alta estabilidad durante la inserción y un soporte superior. Su superficie posterior redondeada ofrece una interfaz lisa para los tejidos blandos.


J-Chip

Origen: Humano
 Tejido: Hueso cortical
 Procesamiento: Proceso de purificación Allotec®
 Inactivación: SAL mín. 10⁶ para virus y bacterias
 Esterilización: Irradiación gamma
 Aplicación: Inestabilidad de hombro
 Rehidratación: Min. 10 minutos



J-Chip

Estabilización articular



INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE TEJIDO	L [mm]	AN [mm]	AL [mm]	L _{top} [mm]
J-Chip	ALO620	15	15	10	5



* Tenga en cuenta: Dada la naturaleza del tejido óseo humano y las posibilidades técnicas de moldeado, pueden producirse ligeras desviaciones en las dimensiones especificadas.

Silverstein Medical SL
 Calle Francisco Alonso 2
 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
 Magnesitstraße 1
 A-3500 Krems an der Donau

+34 658 81 00 30
 compras@silverstein.es
 www.silverstein.es
 +43 2732-76954-0
 +43 2732-76954-60
 office@ctba.at
 www.ctba.at



Formulario
 de solicitud