

AlloHeal® C+TBA

DBM PUTTY

AlloHeal® C+TBA DBM Putty se compone de hueso alogénico 100% desmineralizado de origen humano, sin la adición de sustancias portadoras.

Se ha demostrado que AlloHeal® C+TBA DBM Putty posee propiedades osteoinductivas, lo cual implica que estimula la formación ósea y, por ende, contribuye a una rápida consolidación ósea.

DBM Putty

Origen:	Humano
Tejido:	100 % tejido óseo alogénico
Procesamiento:	Proceso de purificación Allotec® y desmineralización
Inactivación:	SAL min. 10 ⁶ para virus y bacterias
Esterilización:	Irradiación gamma
Aplicación:	Relleno de defectos óseos



INFORMACIÓN DEL PEDIDO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE TEJIDO	GTIN	V [cc]
DBM Putty	81010	9009808006505	1.0
	81025	9009808006512	2.5
	81050	9009808006529	5.0
	81100	9009808006536	10.0



Silverstein Medical SL
Calle Francisco Alonso 2
28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
Magnesitstraße 1
A-3500 Krems an der Donau

+34 658 81 00 30
compras@silverstein.es
www.silverstein.es

+43 2732-76954-0
+43 2732-76954-60
office@ctba.at
www.ctba.at



Formulario
de solicitud