

CUÑAS

Las cuñas son injertos óseos preformados, esponjosos o córtico-esponjosos, que se emplean principalmente en osteotomías correctoras.

C+TBA ofrece una amplia gama de cuñas (esponjosas o córtico-esponjosas) con diferentes ángulos y dimensiones, lo que permite una adaptación precisa a la indicación y a las condiciones anatómicas individuales del paciente.

Cuña Esponjosa

Origen: Humano
 Tejido: Hueso esponjoso
 Procesamiento: Proceso de purificación Allotec®
 Inactivación: SAL mín. 10⁻⁶ para virus y bacterias
 Esterilización: Irradiación gamma
 Aplicación: Osteotomía correctora
 Rehidratación: Min. 10 minutos

Cuña Córtico-esponjosa

Origen: Humano
 Tejido: Hueso córtico-esponjoso
 Procesamiento: Proceso de purificación Allotec®
 Inactivación: SAL mín. 10⁻⁶ para virus y bacterias
 Esterilización: Irradiación gamma
 Aplicación: Osteotomía correctora
 Rehidratación: Min. 10 minutos



Cuña Esponjosa



INFORMACIÓN DEL PEDIDO*

DESCRIPCIÓN	A	CÓDIGO DE TEJIDO	T	D [mm]	AL [mm]
Cuña Esponjosa	7°	ALO460	S	< 45	5
		ALO462	L	≥ 45	7
	10°	ALO463	S	< 45	7
		ALO465	L	≥ 45	10
	13°	ALO466	S	< 45	10
		ALO468	L	≥ 45	13
	16°	ALO469	S	< 45	13
		ALO470	L	≥ 45	16
Cuña Córtico-esponjosa	15°	ALO410	–	n.a.	10



Cuña Córtico-esponjosa

* Tenga en cuenta: Dada la naturaleza del tejido óseo humano y las posibilidades técnicas de moldeo, pueden producirse ligeras desviaciones en las dimensiones especificadas.

Silverstein Medical SL
 Calle Francisco Alonso 2
 28660 Boadilla del Monte, Madrid, España

Cells + Tissuebank Austria gemeinnützige GmbH
 Magnesitstraße 1
 A-3500 Krems an der Donau

+34 658 81 00 30
 compras@silverstein.es
 www.silverstein.es

+43 2732-76954-0
 +43 2732-76954-60
 office@ctba.at
 www.ctba.at



Formulario
de solicitud